

LIGHT **LM**
MODULATION®

FOTOBIOSTIMOLAZIONE SPECIALISTICA IN ESTETICA PERIORALE

**Cura della pelle e
terapia complementare ai
trattamenti di estetica periorale**



**Cura e
ringiovanimento
cutaneo**



Stativo opzionale



Tulip MED M®

Tulip MED M[®]

LIGHT
LM
MODULATION[®]

Cos'è Tulip MED M[®]

Tulip MED M[®] è l'apparecchiatura CE Medica (CE0476) per sfruttare al meglio i benefici della fotobiostimolazione nella cura della cute.

Tulip MED M[®] rende semplice ed efficace l'utilizzo della fotobiostimolazione medica utilizzando l'esclusiva tecnologia Light Modulation[®] tramite un pannello di comando touch, semplice e intuitivo nell'utilizzo, che non richiede formazione specifica.

Con il suo CE medicale (CE0476) per auto trattamento e non, l'utilizzo della apparecchiatura è quindi fruibile da tutti gli operatori dello studio odontoiatrico: Medico Odontoiatra, Medico Igienista, Assistente.

Non richiede l'operatività del professionista durante il trattamento.

I componenti Tulip MED M[®]

Tulip MED M[®] è composta da un unità centrale e due dispositivi con tecnologia Light Modulation[®] ad innesto rapido.

I dispositivi hanno una forma ergonomica specifica per la zona da trattare; l'irradiazione è effettuata da una matrice di led speciali ad alta pressione comandati dal software dell'apparecchiatura. Il software di proprietà è frutto di protocolli medici realizzati per ogni singolo trattamento effettuabile.

Ogni terminale contiene un modulo di controllo che viene letto dal computer dell'unità centrale e ne definisce l'operatività specifica.

I terminali Light Modulation[®] disponibili per l'unità operativa Tulip MED M[®] sono due:

- ♦ lunghezza d'onda 633 nm (rosso) 105 mW per la cura della pelle
 - ♦ lunghezza d'onda 835 nm (infrared) 60 mW per la tonificazione profonda
- Tutti i terminali lavorano sia in emissione continua (CW) sia in emissione pulsata (PW)

Le applicazioni con Tulip MED M[®]

La fotobiostimolazione con tecnologia Light Modulation[®] ha un altissimo livello di accettazione ed apprezzamento da parte dei clienti grazie alla sua azione biologicamente naturale.

Tulip MED M[®] è stata realizzata per l'utilizzo semplice ed efficace in estetica periorale, nella cura della pelle o propedeutica ad interventi iniettivi.

I protocolli operativi validati

Tulip MED M[®] è predisposta per la realizzazione di specifici protocolli medico estetici in abbinamento a:

- ♦ Filler, fili riassorbibili
- ♦ Botulino
- ♦ Tecniche dermo abrasive
- ♦ Terapie con PRP (plasma arricchito)

Certificazioni

Tulip MED D[®] è certificata CE Medical CE 0476

La tecnologia Light Modulation[®] è totalmente progettata e costruita in Italia ed è esportata in tutto il mondo.

Espansione Group ha ottenuto le più importanti certificazioni internazionali:

CE MEDICALE – EUROPA / CMDCAS – CANADA / ISO – EUROPA

FDA 510k e FDA 510k OTC – USA / TGA – AUSTRALIA

CE 0476 FDA TGA CMDCAS



Tulip MED M[®]



MASK Cura Pelle



MASK Tonificazione



Stativo opzionale



www.bycure.it

Blocco 27
Via degli Orefici 152
Centergross 40050 Funo
Bologna (ITALY)
Tel. (+39) 0518901611